



GRUNDLAGEN COVID-19-TESTS

Im Zuge der Corona-Pandemie sind Tests ein Teil unseres alltäglichen Lebens geworden. Aufgrund der Vielfalt an Möglichkeiten ist es manchmal schwer, den Überblick zu behalten und zu erkennen, welcher Test wann zum Einsatz kommt. Da auch Abbott unterschiedlichste Produkte anbietet, haben wir unsere Wissenschaftler gebeten, die Anwendungsbereiche einmal aufzuschlüsseln.

HABE ICH COVID-19?

HATTE ICH COVID-19?

	MOLEKULARER SCHNELLTEST	MOLEKULARER LABORTEST	ANTIGEN	ANTIKÖRPER
WANN KOMMT DER TEST ZUM EINSATZ?*	≤ 7 TAGE nach Symptombeginn	≤ 14 TAGE nach einer Infektion	≤ 7 TAGE nach Symptombeginn oder einem Massenscreening von asymptomatischen Personen	≥ 14 TAGE UND 5–7 TAGE nach Auftreten einer Infektion und nach Auftreten der Symptome
WIE WIRD DIE PROBE ENTNOMMEN?	Nasen-, Rachen- oder Nasen-Rachen-Abstrich	Nasen-Rachen-Abstrich oder Rachen-Abstrich	Nasal (kann unter Aufsicht von geschultem Personal selbst durchgeführt werden) oder Nasen-Rachen-Abstrich	Blutentnahme
WO KANN DER TEST DURCHFÜHRT WERDEN?	In Arztpraxen, Notfallambulanzen, Notaufnahmen, Flughäfen, Schulen, Testzentren, Krankenhaus-Apotheken und bei Betriebsärzten**	Arztpraxen, Krankenhäuser, private Laboreinrichtungen, Universitätskliniken	In Arztpraxen, Notfallambulanzen, Notaufnahmen, Flughäfen, Schulen, Testzentren, Apotheken, Arbeitsstätten und bei Betriebsärzten**	ARCHITECT und Alinity i: Arztpraxen, Krankenhäuser und private Laboreinrichtungen Panbio COVID-19 IgG/IgM Schnelltest: In Arztpraxen, Notfallambulanzen, Notaufnahmen, Flughäfen, Schulen, Testzentren, Krankenhaus-Apotheken und bei Betriebsärzten**

ABBOTT PLATTFORM



ID NOW



m2000



Alinity m



Panbio COVID-19 Ag Schnelltest



ARCHITECT (IgG und IgM)



Alinity i (IgG und IgM)



Panbio COVID-19 IgG/IgM Schnelltest

WIE LANG IST DIE DURCHSCHNITTliche ZEIT BIS ZUM TESTERGEBNIS?

13
MINUTEN
oder weniger

AM GLEICHEN
ODER AM
NÄCHSTEN TAG

15
MINUTEN

AM GLEICHEN
ODER AM
NÄCHSTEN TAG

10–20
MINUTEN

*Wird bei asymptomatischen Personen und/oder Personen mit Verdacht auf eine aktive Infektion angewendet, die klinischen und/oder epidemiologischen Kriterien entspricht.
** Ärzte müssen die lokalen Vorschriften der Behörden befolgen.

HAFTUNGS AUSSCHLUSS: Die angegebenen Zeiträume sind allgemeine Schätzungen und kein Indikator für die Immunreaktion einer Person auf SARS-CoV-2. Die folgenden Tests wurden mit dem CE-Zeichen versehen: RealTime SARS-CoV-2, Alinity m SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 IgG und SARS-CoV-2 IgM Tests zur Verwendung auf ARCHITECT und Alinity i, ID NOW COVID-19, Panbio COVID-19 Ag Schnelltestgerät und Panbio COVID-19 IgG und SARS-CoV-2 IgM Schnelltestgerät.
©2021 Abbott. Alle Rechte vorbehalten. Alle erwähnten Marken sind Marken der Abbott-Unternehmensgruppe oder ihrer jeweiligen Eigentümer.