


STOP: DROGENKONSUM

ABBOTT HILFT, DROGENSÜNDER
AUS DEM STRASSENVERKEHR ZU ZIEHEN

UM FAHRER UNTER DROGENEINFLUSS GEZIELT AUS DEM VERKEHR
ZIEHEN ZU KÖNNEN, BENÖTIGEN POLIZEIKRÄFTE SCHNELLE
UND ZUVERLÄSSIGE TESTERGEBNISSE DIREKT AM STRASSENRAND.
DIESE BIETET DAS SOTOXA™ MOBILE TEST SYSTEM* VON ABBOTT.

Die Zahl der Verkehrsunfälle, in die Personen involviert waren, die kurz vorher Drogen wie Cannabis, Kokain oder Medikamente konsumiert haben, hat sich in Deutschland innerhalb von 10 Jahren fast verdreifacht.¹

Das SoToxa™ Mobile Test System von Abbott ist das einzige tragbare Speichel-Analysesystem zur mobilen Durchführung von Drogentests am Straßenrand und liefert zuverlässige Testergebnisse in nur fünf Minuten. Damit hilft das System, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.



KOMPAKTE GRÖSSE

Alle Bestandteile passen in einen **Motorradkoffer**.



INTUITIVE HANDHABUNG

System ist **sehr einfach** zu bedienen.



SMARTE ARBEITSUMGEBUNG

Bedienung auch mit **Handschuhen** möglich.



PROBLEMLOSE SPEICHELPROBE

Unkomplizierter als Urin- oder Blutproben.



NACHWEIS VON 6 DROGENKLASSEN

- Amphetamine
- Benzodiazepine
- Cannabis (THC)
- Kokain
- Metamphetamine
- Opiate



SCHNELLE RESULTATE

Zuverlässige Ergebnisse in fünf Minuten. Witterungsunabhängig dank **integrierter Heizelemente**.




VOR-ORT-BEWEIFÜHRUNG

Ergebnisse lassen sich **sofort** drucken.



DIGITALE VERARBEITUNG

Speicherkapazität für **mehr als 10.000 Tests**. Verwaltung über eine PC-Software.



* Das SoToxa™ Mobile Test System kann neben dem polizeilichen Einsatz zum Beispiel auch in den Bereichen des Justizvollzugs sowie zur Wahrung der Arbeitssicherheit angewandt werden.

QUELLEN: 1. Antwort der Bundesregierung: Cannabis-, Alkohol- und Drogenkonsum im Verkehr. Drucksache 19/2089; 11.05.2018. <http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/020/1902089.pdf>