

Glucerna® 1.5

Descripción

Fórmula específica, completa, hipercalórica e hiperproteica, con fibra, rica en ácidos grasos monoinsaturados, con sucromalt, fibersol® e isomaltulosa, carbohidratos de digestión lenta.

Perfil nutricional

- Proteínas: 20,06%
- Carbohidratos: 34,81%
- Grasas: 45,13%

Características

- Alto aporte calórico: 1,5 kcal/ml
- Relación kcal no proteicas/g de Nitrógeno: 100/1
- Con mezcla de carbohidratos: maltodextrina, glicerina y carbohidratos de digestión lenta, sucromalt, fibersol® e isomaltulosa
- Hiperproteica (16,5 g proteína/botella 220ml)
- Fibra soluble (incluido FOS) 84,71%, fibra insoluble 15,29%
- Alto aporte de fibra y FOS
- Osmolaridad: 671 mOsm/l
- Sin gluten. Sin lactosa (no apto para galactosémicos)

Fórmula específica para pacientes diabéticos desnutridos con altos requerimientos calórico-proteicos

Sugerencia de uso

- Pacientes diabéticos desnutridos o en riesgo de desnutrición con:
 - Úlceras por presión
 - Postcirugía
 - Hipoproteinemia
 - ACV
 - Aumento de los requerimientos
 - Restricción hídrica

Financiable por el SNS



Glucerna® 1.5

Análisis aproximado*	Unidades	por 100 ml	por 220 ml	por 500 ml
Energía	kcal/kj	150/625	329/1.376	748/3.127
Proteínas	g	7,5	16,50	37,5
Caseinato cálcico y sódico (80%)				
Aislado de proteínas de soja (20%)				
Carbohidratos	g	12,75	28,05	63,75
Grasas	g	7,5	16,50	37,5
Ácidos grasos saturados	g	0,58	1,276	2,9
Ácidos grasos monoinsaturados	g	4,90	10,78	24,5
Ácidos grasos poliinsaturados	g	1,60	3,52	7,25
Fibra dietética total	g	1,50	3,30	7,5
Prebióticos (FOS)	g	1,00	2,20	5,0
Agua	g	76,96	169,31	384,80
Taurina	mg	15	33	75
Carnitina	mg	12	26	60
Inositol	mg	85	187	425
Colina	mg	60	132	300
Minerales				
Sodio	mg	140	308	700
Potasio	mg	165	363	825
Cloro	mg	145	319	725
Calcio	mg	100	220	500
Fósforo	mg	100	220	500
Magnesio	mg	31	68	155
Hierro	mg	0,85	1,87	4,25
Zinc	mg	1,7	3,7	8,5
Manganeso	mg	0,44	0,97	2,2
Cobre	mcg	105	231	525
Yodo	mcg	15	33	75
Selenio	mcg	9,5	20,9	47,5
Cromo	mcg	9,0	19,8	45
Molibdeno	mcg	16	35	80
Vitaminas				
Vitamina A (palmitato)	mcg RE	144	317	720
Vitamina D ₃	mcg	2,50	5,50	12,50
Vitamina E	mg α TE	3,02	6,64	15,10
Vitamina K ₁	mcg	12	26	60
Vitamina C	mg	13	29	65
Ácido fólico	mcg	40	88	200
Vitamina B ₁	mg	0,26	0,57	1,3
Vitamina B ₂	mg	0,34	0,75	1,7
Vitamina B ₆	mg	0,39	0,86	1,95
Vitamina B ₁₂	mcg	0,50	1,10	2,50
Niacina	mg NE	3,0	6,6	15
Ácido pantoténico	mg	1,20	2,6	6
Biotina	mcg	7,2	15,8	36

Presentaciones	Sabores	C. Identificativo
Botella de 220 ml x 30 unidades	vainilla	504318
	café	504809
	fresa	504810
	multisabor**	504811
Botella RTH de 500 ml x 15 unidades	vainilla	504268

* Valores para sabor vainilla

** Caja 18 botellas sabor vainilla, 6 botellas sabor café y 6 botellas sabor fresa.