

# Multi-thick®

## Descripción

Espesante instantáneo para alimentos líquidos y semisólidos

## Perfil nutricional

- Carbohidratos: 100%

## Características

- Densidad calórica: 366 kcal/100g
- Osmolaridad en agua (1 medida de 2,7 g): 15 mOsm/l
- Sin lactosa. No apto para galactosémicos

## Espesante

### Sugerencia de uso

- Para el tratamiento dietético de pacientes con **disfagia**



Financiable  
por el SNS

# Multi-thick®

Análisis aproximado	Unidades	por 100 g	por 2,7 g
Energía	kcal/kj	366/1.556	9,88/42,01
Proteínas	g	0,38	0,01
Carbohidratos	g	90,91	2,45
Grasas	g	0,11	0,003

Minerales			
Sodio	mg	160	4,32

Ingredientes: Almidón de maíz modificado

**Instrucciones de uso de Multi-Thick®** en cacitos, para 100 ml en líquidos o 100 g en comidas tipo puré

Producto a espesar	Textura zumo/néctar	Textura crema/miel	Textura pudding
Bebidas frías y calientes, sopas	1,5	2 - 2,5	2,5 - 3,5
Suplementos nutricionales (ej. Ensure® Plus)	1 - 1,5	2 - 2,5	4 - 5
Purés de patata	-	-	1
Purés de fruta	-	-	3

1 cacito raso contiene 2,7 g de polvo. 1 bote contiene aproximadamente 90 medidas

Presentaciones	Sabor	C. Identificativo
Lata de 250 g x 24 unidades	neutro	504190
Lata de 250 g x 12 unidades		504514