

Glucerna® 1.5

Descripción

Fórmula específica, completa, hipercalórica e hiperproteica, con fibra, rica en ácidos grasos monoinsaturados y carbohidratos de digestión lenta.

Perfil nutricional

- Proteínas: 20,06%
- Carbohidratos: 34,81%
- Grasas: 45,13%

Características

- Alto aporte calórico: 1,5 kcal/ml
- Relación kcal no proteicas/g de Nitrógeno: 100/1
- Bajo Índice Glucémico IG=25*
- Sistema de carbohidratos de digestión lenta: Isomaltulosa, Glicerina, Sucromalt y Fibersol®
- Perfil de grasas cardiosaludable: 30,6% AGM; 3,2% AGS; 8,7% AGP del VCT
- Alto aporte de Fibra FOS: 2,2g/botella 220ml
- Hiperproteica: 16,5 g proteína/botella 220ml
- Fibra soluble (incluido FOS) 84,71%, fibra insoluble 15,29%
- Osmolaridad: 671 mOsm/l
- Sin gluten. Sin lactosa (no apto para galactosémicos). Sin fructosa añadida.

Fórmula específica para pacientes diabéticos desnutridos con altos requerimientos calórico-proteicos

Sugerencia de uso

- Pacientes diabéticos desnutridos o en riesgo de desnutrición con:
 - Úlceras por presión
 - Postcirugía
 - Hipoproteinemia
 - ACV
 - Aumento de los requerimientos
 - Restricción hídrica

Financiable por el SNS



*Resultado del test de medida de Índice Glucémico en la fórmula Glucerna 1.5 Vainilla

Glucerna® 1.5

| Análisis aproximado* | Unidades | por 100 ml | por 220 ml | por 500 ml |
|------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Energía | kcal/kj | 150/625 | 329/1.376 | 748/3.127 |
| Proteínas | g | 7,5 | 16,50 | 37,5 |
| Caseinato cálcico y sódico (80%) | | | | |
| Aislado de proteínas de soja (20%) | | | | |
| Carbohidratos | g | 12,75 | 28,05 | 63,75 |
| Grasas | g | 7,5 | 16,50 | 37,5 |
| Ácidos grasos saturados | g | 0,53 | 1,17 | 2,65 |
| Ácidos grasos monoinsaturados | g | 5,1 | 11,22 | 25,5 |
| Ácidos grasos poliinsaturados | g | 1,45 | 3,19 | 7,25 |
| Fibra total | g | 1,50 | 3,30 | 7,5 |
| Prebióticos (FOS) | g | 1,00 | 2,20 | 5,0 |
| Agua | g | 76,96 | 169,31 | 384,80 |
| Taurina | mg | 15 | 33 | 75 |
| Carnitina | mg | 12 | 26 | 60 |
| Inositol | mg | 85 | 187 | 425 |
| Colina | mg | 60 | 132 | 300 |
| Minerales | | | | |
| Sodio | mg | 140 | 308 | 700 |
| Potasio | mg | 165 | 363 | 825 |
| Cloro | mg | 145 | 319 | 725 |
| Calcio | mg | 100 | 220 | 500 |
| Fósforo | mg | 100 | 220 | 500 |
| Magnesio | mg | 31 | 68 | 155 |
| Hierro | mg | 0,85 | 1,87 | 4,25 |
| Zinc | mg | 1,7 | 3,7 | 8,5 |
| Manganeso | mg | 0,44 | 0,97 | 2,2 |
| Cobre | mcg | 105 | 231 | 525 |
| Yodo | mcg | 15 | 33 | 75 |
| Selenio | mcg | 9,5 | 20,9 | 47,5 |
| Cromo | mcg | 9,0 | 19,8 | 45 |
| Molibdeno | mcg | 16 | 35 | 80 |
| Vitaminas | | | | |
| Vitamina A (palmitato) | mcg RE | 144 | 317 | 720 |
| Vitamina D ₃ | mcg | 2,50 | 5,50 | 12,50 |
| Vitamina E | mg α TE | 3,02 | 6,64 | 15,10 |
| Vitamina K ₁ | mcg | 12 | 26 | 60 |
| Vitamina C | mg | 13 | 29 | 65 |
| Ácido fólico | mcg | 40 | 88 | 200 |
| Vitamina B ₁ | mg | 0,26 | 0,57 | 1,3 |
| Vitamina B ₂ | mg | 0,34 | 0,75 | 1,7 |
| Vitamina B ₆ | mg | 0,39 | 0,86 | 1,95 |
| Vitamina B ₁₂ | mcg | 0,50 | 1,10 | 2,50 |
| Niacina | mg NE | 3,0 | 6,6 | 15 |
| Ácido pantoténico | mg | 1,20 | 2,6 | 6 |
| Biotina | mcg | 7,2 | 15,8 | 36 |

| Presentaciones | Sabores | C. Identificativo |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| Botella de 220 ml x 30 unidades | vainilla | 504318 |
| | café | 504809 |
| | fresa | 504810 |
| | multisabor** | 504811 |
| Botella RTH de 500 ml x 16 unidades | vainilla | 504903 |

* Valores para sabor vainilla

** Caja 18 botellas sabor vainilla, 6 botellas sabor café y 6 botellas sabor fresa.