

Jevity® HiCal

Descripción

Dieta estándar, completa, equilibrada y concentrada, hipercalórica, normoproteica y con mezcla de fibras y FOS.

Perfil nutricional

- Proteínas: 16,5%
- Carbohidratos: 55% (incluye FOS)
- Grasas: 28,5%

Características

- Densidad calórica: 1,54 kcal/ml
- Relación kcal no proteicas/g de Nitrógeno: 128/1
- Osmolaridad: 397 mOsm/l
- 100% de las RDA para vitaminas y minerales en 1.500 kcal
- Sin gluten. Sin lactosa (no apto para galactosémicos)
- Mezcla de fibras GARFIBE 12 g/l + FOS 10 g/l (75% insoluble, 25% soluble)
- GARFIBE es una mezcla de fibras patentada por Abbott Lab.
Composición: fibra de avena, soja, goma arábica y carboximetilcelulosa

Dieta hipercalórica y normoproteica con fibra

Sugerencias de uso

- Dieta para pacientes alimentados por sonda con diversos grados de desnutrición calórico-proteica con alteraciones gastrointestinales y restricción hídrica



Financiable
por el SNS

Jevity® HiCal

Análisis aproximado	Unidades	por 100 ml	por 500 ml
Energía	kcal/kj	154/649	772/3.245
Proteínas	g	6,38	31,9
Carbohidratos	g	20,10	100,5
Grasas	g	4,90	24,5
Ácidos grasos saturados	g	1,15	5,75
Ácidos grasos monoinsaturados	g	2,79	13,95
Ácidos grasos poliinsaturados	g	0,66	3,30
Fibra dietética total	g	1,20	6,0
Fructooligosacáridos	g	1,00	5,0
Agua	g	76,0	380
Taurina	mg	15	75
Carnitina	mg	12	60
Colina	mg	60	300
Minerales			
Sodio	mg	140	700
Potasio	mg	165	825
Cloro	mg	145	725
Calcio	mg	100	500
Fósforo	mg	100	500
Magnesio	mg	31	155
Hierro	mg	2,2	11
Zinc	mg	1,9	9,5
Manganeso	mg	0,50	2,5
Cobre	mcg	250	1.250
Yodo	mcg	15	75
Selenio	mcg	7,6	38
Cromo	mcg	10	50
Molibdeno	mcg	15	75
Vitaminas			
Vitamina A (palmitato)	mcg RE	125	626
Vitamina A (β-caroteno)	mcg RE	34,5	173
Vitamina D3	mcg	1,0	5,0
Vitamina E	mg α TE	2,6	13,1
Vitamina K1	mcg	8,0	40
Vitamina C	mg	13	65
Ácido fólico	mcg	40	200
Vitamina B1	mg	0,26	1,3
Vitamina B2	mg	0,34	1,7
Vitamina B6	mg	0,39	1,95
Vitamina B12	mcg	0,4	2,0
Niacina	mg NE	2,9	14,5
Ácido pantoténico	mg	1,3	6,5
Biotina	mcg	7,2	36

Presentaciones	Sabor	C. Identificativo
Botella de 500 ml x 16 unidades	neutro	504938