

Bomba FreeGo®

Descripción

FreeGo® es una bomba de nutrición enteral que proporciona alimentación de manera precisa y controlada. Combinando la simplicidad de uso con un control total sobre la dosis y el paciente. Además la bomba FreeGo® posee un diseño ligero y reducido que permite su fácil manejo que combinado con una batería de larga duración le otorga la capacidad de funcionar de manera autónoma en cualquier lugar.

Características

- Reducido y ligero diseño ideal para su uso en cualquier lugar.
- Fácil programación de la dosis (entre 1 y 400 ml) en incrementos de 1 ml para permitir mayor flexibilidad.
- Alta precisión en todas las dosis suministradas con un error menor al 5% que salvaguarda a los pacientes más sensibles.
- Incluye la función AccuSafe que detecta y previene cualquier problema en el flujo de alimentación.
- Pantalla LCD de gran tamaño que asegura la fácil lectura del flujo y dosis programadas.
- Alarmas sonoras configurables para adecuarse a las necesidades del paciente.
- Alertas descritas completamente en la pantalla LCD que permiten la fácil detección del problema y aceleran su solución.
- Mando de control giratorio de gran tamaño e intuitivo manejo que facilita el uso a pacientes con destreza limitada.
- Función de bloqueo de teclado, para incrementar la seguridad.
- Amplio catálogo de alarmas visibles y sonoras.
- Función de memoria de la dosis administrada.
- Cebado automático del Set de alimentación pulsando un botón.
- Permite el manejo y operación de la bomba con una sola mano.

- Autochequeo al encender la bomba.
- No requiere de calibraciones de rutina, ajustes o mantenimiento.
- Controles operativos fáciles de comprender y simple configuración.
- Resistente al agua para su fácil limpieza.
- Batería de larga duración que permite el funcionamiento durante 24 horas seguidas (a 84 ml/hr). Recargable en 6 horas.
- “Pausa” programable entre 1 y 90 minutos lo que permite el intercambio de alimentación o la corrección de alarmas.
- Funcionamiento conectada a red o a batería.
- Usar sólo con sets FreeGo®.
- Fuente de alimentación y soporte de fijación suministrado con la bomba.
- Fácil de transportar en mochilas portátiles lo que permite al paciente moverse con total libertad.

N° de Lista	S400
C.N.	161048

