

Ensure® Plus High Protein

Descripción

Dieta hipercalórica, hiperproteica y sin fibra.

Perfil nutricional

- Proteínas: 25,32%
- Carbohidratos: 50,89%
- Grasas: 23,79%

Características

- Densidad calórica: 1,25 kcal/ml
- Sin fibra
- Relación kcal no proteicas/g de Nitrógeno: 75/1
- Osmolaridad: 523 mOsm/l
- Sin gluten. Sin lactosa (No apto para galactosémicos)

Dieta hipercalórica e hiperproteica sin fibra

Sugerencias de uso

- Desnutrición o riesgo de desnutrición
- Altos requerimientos calórico-proteicos
- Úlceras por presión
- Fragilidad
- Sarcopenia
- Fracturas de cadera
- Patologías con daño neurológico (ACV)
- Cirugía máxilo-facial
- Quemados
- Politraumatismos

Financiable
por el SNS



Ensure[®] Plus High Protein

Análisis aproximado	Unidades	por 100 ml	por 220 ml
Energía	kcal/kJ	125/526	275/1158
Proteínas	g	7,9	17,4
Carbohidratos	g	15,88	35
Grasas	g	3,30	7,3
Agua	g	80,7	177
Colina	mg	42	92
Minerales			
Sodio	mg	128	282
Potasio	mg	220	484
Cloro	mg	115	253
Calcio	mg	125	275
Fósforo	mg	88	194
Magnesio	mg	25	55
Hierro	mg	1,2	2,6
Zinc	mg	1,1	2,4
Manganeso	mg	0,28	0,62
Cobre	mcg	130	286
Yodo	mcg	16	35
Selenio	mcg	5,2	11
Cromo	mcg	5,0	11
Molibdeno	mg	11	24
Vitaminas			
Vitamina A (palmitato)	mcg RE	105	231
Vitamina D ₃	mcg	1,1	2,4
Vitamina E	mg α-TE	2,0	4,4
Vitamina K ₁	mcg	9,5	21
Vitamina C	mg	13	29
Ácido fólico	mcg	32	70
Vitamina B ₁	mg	0,21	0,46
Vitamina B ₂	mg	0,24	0,53
Vitamina B ₆	mg	0,30	0,66
Vitamina B ₁₂	mcg	0,40	0,88
Niacina	mg NE	2,5	5,5
Ácido pantoténico	mg	0,90	2,0
Biotina	mcg	5,0	11
Osmolaridad		523 mOsm/l	
Presentaciones		Sabores	C. Identificativo
Botella de 220 ml x 30 unidades		Vainilla	504124
		Fresa	504123