

Glucerna® Select

Descripción

Fórmula específica completa, normocalórica e hiperproteica, con fibra, rica en ácidos grasos monoinsaturados y con Fibersol®, carbohidrato de digestión lenta.

Perfil nutricional

- Proteínas: 20%
- Carbohidratos: 31% (incluye FOS)
- Grasas: 49%

Características

- Densidad calórica: 1 kcal/ml
- Con mezcla de carbohidratos: Maltodextrina, Malititol, Fructosa y Fibersol®, carbohidrato de digestión lenta
- Alto aporte de fibras y FOS
- Fibra soluble (incluido FOS): 43,17%, fibra insoluble: 56,83%
- Osmolaridad: 378 mOsm/l
- Sin gluten y sin lactosa (no apto para galactosémicos)
- Relación ω -6/ ω -3: 3,4/1

Dieta específica enteral por sonda para un mejor control glucémico del paciente diabético con nutrición enteral de larga duración.

Sugerencias de uso:

- Úlceras por presión
- Postcirugía
- Hiperproteinemia
- ACV
- Aumento de los requerimientos
- Sin restricción Hídrica



Financiable por el SNS

Glucerna® Select

Análisis aproximado	Unidades	Por 100 ml	Por 500 ml
Energía	Kcal/KJ	100/417	500/2083
Proteínas	g	5	25
Caseinato cálcico y sódico (80%)			
Aislado de proteínas de soja (20%)			
Grasas	g	5,44	27,2
Ácidos grasos saturados	g	0,45	5,25
Ácidos grasos monoinsaturados	g	3,62	18,1
Ácidos grasos poliinsaturados	g	1,09	5,45
Carbohidratos	g	7,46	37,3
Fibra dietética*	g	1,44	7,2
Prebióticos (FOS)*	g	0,67	3,35
Agua	g	84,3	422
Taurina	mg	11	55
Carnitina	mg	7,8	39
Inositol	mg	85	425
Vitaminas			
Vitamina A (Palmitato)	mcg RE	45	225
Vitamina A (β-caroteno)	mcg RE	13	63
Vitamina D ₃	mcg	0,93	4,6
Vitamina E	mg α TE	1,9	9,4
Vitamina K ₁	mcg	10	50
Vitamina C	mg	11	55
Ácido fólico	mcg	25	125
Vitamina B ₁	mg	0,15	0,75
Vitamina B ₂	mg	0,18	0,9
Vitamina B ₆	mg	0,21	1,1
Vitamina B ₁₂	mcg	0,3	1,5
Niacina	mg NE	1,7	8,5
Ácido pantoténico	mg	0,75	3,8
Biotina	mcg	4	20
Colina	mg	43	215
Minerales			
Sodio	mg	94	470
Potasio	mg	130	650
Cloro	mg	125	625
Calcio	mg	70	350
Fósforo	mg	65	325
Magnesio	mg	21	105
Hierro	mg	1,3	6,5
Zinc	mg	1,2	6
Manganeso	mg	0,35	1,8
Cobre	mcg	140	700
Yodo	mcg	11	55
Selenio	mcg	5	25
Cromo	mcg	8,5	43
Molibdeno	mcg	10	50

Osmolaridad: 378 mOsm/l.

*FOS (4,2%)

Presentaciones	Sabores	C. I.
Botella RTH de 500 ml x 15 unidades	vainilla	503540