

Nepro[®] HP

Descripción

Dieta líquida completa, hipercalórica y normoproteica con hidratos de carbono de absorción lenta

Perfil nutricional

- Proteínas: 17,99%
- Carbohidratos: 33,17% (incluye FOS)
- Grasas: 48,84%

Características

- Alto aporte calórico: 396 kcal/220 ml
- Fórmula con bajo índice glucémico (IG=34)
- Alto contenido proteico: 17,82 g proteínas/220 ml
- Con Fibersol[®] y Glicerina, hidratos de carbono de absorción lenta
- Osmolaridad: 538 mOsm/l
- Prebióticos (FOS) 8,4 g/l
- Bajo aporte de fósforo, sodio y potasio
- Sin gluten. Sin lactosa (no apto para galactosémicos)

Fórmula específica para pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal

Sugerencias de uso

- Desnutrición calórica o proteica
- Amiloidosis
- Nefropatía diabética
- Pre-post cirugía
- Cirugía mayor o trasplante

Financiable por el SNS



Nepro® HP

Análisis aproximado	Unidades	por 100 ml	por 220 ml	por 500 ml
Energía	kcal/kj	180/752	396/1.655	900/3.761
Proteínas	g	8,10	17,82	40,50
Grasas	g	9,77	21,49	48,85
Ácido linolénico	mg	230	506	1.150
Ácido linoleico	g	1,1	2,4	5,5
Carbohidratos	g	14,74	32,43	73,70
Fibra	g	1,26	2,77	6,3
Fibra dietética	g	0,42	0,92	2,1
Fructooligosacáridos (FOS)	g	0,84	1,85	4,2
Agua	g	73,29	161	366
Taurina	mg	16	35	80
Carnitina	mg	26,5	58	133
Colina	mg	63,5	140	318
Minerales				
Sodio	mg	70	154	350
Potasio	mg	106	233	530
Cloro	mg	84	185	420
Calcio	mg	106	233	530
Fósforo	mg	72	158	360
Magnesio	mg	21	46	105
Hierro	mg	1,9	4,2	9,5
Zinc	mg	1,9	4,2	9,5
Manganeso	mg	0,21	0,46	1,1
Cobre	mcg	210	462	1.050
Yodo	mcg	16	35	80
Selenio	mcg	7,4	16	37
Cromo	mcg	4,5	9,9	23
Molibdeno	mcg	8,0	18	40
Vitaminas				
Vitamina A (palmitato)	mcg RE	95	210	477
Vitamina D ₃	mcg	1,2	2,5	5,8
Vitamina E	mg α TE	3,4	7,4	17
Vitamina K ₁	mcg	9,0	20	45
Vitamina C	mg	10,5	23	53
Ácido fólico	mcg	60	132	300
Vitamina B ₁	mg	0,42	0,92	2,1
Vitamina B ₂	mg	0,50	1,1	2,5
Vitamina B ₆	mg	0,50	1,1	2,5
Vitamina B ₁₂	mcg	0,85	1,9	4,3
Niacina equivalente	mg	3,4	7,5	17
Ácido pantoténico	mg	1,6	3,5	8
Biotina	mcg	9,0	20	45

Presentaciones	Sabor	C. Identificativo
Caja de 30 botellas de 220 ml	vainilla	504551
	fresa	504552
Caja de 15 botellas RTH de 500 ml	vainilla	504550