

Ensure[®] Junior con Fibra

Descripción

Fórmula completa y equilibrada, normocalórica y normoproteica, con fibra, para niños de 1 a 10 años

Perfil nutricional

- Proteínas: 11,07%
- Carbohidratos: 44,64%
- Grasas: 44,29%

Características

- Densidad calórica: 1 kcal/ml
- Relación kcal no proteicas/g de Nitrógeno: 205/1
- Osmolaridad: 289 mOsm/l
- Mezcla de fibras 7,3 g/l: Polisacáridos de soja, goma arábica y FOS
- Fibra soluble (43,38%) y fibra insoluble (56,62%)
- Sin gluten. Sin lactosa (no apto para galactosémicos)

Fórmula pediátrica normocalórica y normoproteica con fibra

Sugerencia de uso

Para pacientes desnutridos o en riesgo de desnutrición con:

- Nutrición enteral a medio y largo plazo
- Estreñimiento
- Dislipemias
- Alteraciones del tracto gastrointestinal

Financiable por el SNS



Ensure® Junior con Fibra

Análisis aproximado	Unidades	por 100 ml	por 220 ml
Energía	kJ/kcal	101/424	223/932
Proteínas	g	2,8	6,16
Caseinato sódico y cálcico	(82%)		
Proteínas de lactosuero	(18%)		
Carbohidratos	g	10,93	24,05
Maltodextrina	(68,33%)		
Sacarosa	(31,15%)		
Grasas	g	4,98	10,96
Fibra dietética*	g	0,50	1,1
Fructooligosacáridos*	g	0,23	0,51
Agua	g	85,2	187
Taurina	mg	7,2	16
Carnitina	mg	1,7	3,7
Inositol	mg	8	18
Colina	mg	15	33
Minerales			
Sodio	mg	60	132
Potasio	mg	110	242
Cloro	mg	100	220
Calcio	mg	56	123
Fósforo	mg	53	117
Magnesio	mg	16	35
Hierro	mg	1	2,2
Zinc	mg	1	2,2
Manganeso	mg	0,1	0,22
Cobre	mcg	100	220
Yodo	mcg	10	22
Selenio	mcg	2,8	6,2
Cromo	mcg	2,5	5,5
Molibdeno	mcg	4	8,8
Flúor	mg	0,05	0,11
Vitaminas			
Vitamina A	mcg RE	45	99
Vitamina D ₃	mcg	1	2,2
Vitamina E	mg α TE	1,5	3,3
Vitamina K ₁	mcg	4	8,8
Vitamina C	mg	5	11
Ácido fólico	mcg	15	33
Vitamina B ₁	mg	0,15	0,33
Vitamina B ₂	mg	0,2	0,44
Vitamina B ₆	mg	0,1	0,22
Vitamina B ₁₂	mcg	0,2	0,44
Niacina	mg NE	1,2	2,6
Ácido pantoténico	mg	0,3	0,66
Biotina	mcg	5	11

* FD+FOS (1,44%)

Presentaciones	Sabor	C. Identificativo
Botella de 220 ml x 30 unidades	Vainilla	504309
Botella de 220 ml x 30 unidades	Fresa	504749
Botella de 220 ml x 30 unidades	Plátano	504750