

## Top-Fill FreeGo ENFit 1,5 L. - REF. S810

### Descripción

Conjunto formado por bolsa de 1.500 ml. y sistema de administración para Bomba FreeGo ENFit\*.

### Características

- Nueva bolsa de 1.500 ml. independiente del sistema de administración.
- Tapón de rosca que permite la conexión a botellas o contenedores con apertura de 40mm.
- Cortador y filtro de aire integrado permitiendo una fácil unión a la botella “lista para colgar” y evitando que las bacterias entren en la misma.
- 3 años de vida.
- "Un solo uso"(desechar después de 24 horas).
- Estéril.
- No contiene DEHP o componentes de látex.
- Cumple con los requisitos para BPA contenidos en el Reglamento (UE) N° 10/2011.

### \*Nuevo Sistema de Conexión ENFit, diseñado para ser 100% Incompatible con IV.

El nuevo conector **ENFit** tiene un diseño, ajustado a la nueva norma ISO 80369-1, específico para su uso exclusivamente con fines de nutrición enteral, no permitiendo la conexión a dispositivos o conectores destinados a otros usos clínicos.

Aporta también un nuevo sistema de cierre a rosca que proporciona una conexión set-sonda segura, garantizando un cierre óptimo.



Nº de Lista	S810
C.N.	179011.8
Presentación	Caja 30und.