

Set Gravedad Universal ENFit – REF. S715

Descripción

Sistema de administración por gravedad ENFit* para nutrición enteral.

Características

- Adaptador ENPlus que permite la conexión a las botellas de plástico/cristal y a los contenedores tipo bolsa.
- Tapón de rosca que permite la conexión a botellas o contenedores con apertura de 40mm.
- Cámara de goteo (1 ml = 14 gotas) que permite la perfecta visualización de la caída de la gota.
- Línea de administración de PVC para gravedad.
- Pinza reguladora que permite una perfecta regulación del flujo, incluso en cantidades pequeñas.
- Cortador y filtro de aire integrado permitiendo una fácil unión a la botella “lista para colgar” y evitando que las bacterias entren en la misma.
- “Un solo uso” (desechar después de 24h).
- Estéril.
- No contiene DEHP o componentes de látex.
- Cumple con los requisitos para BPA contenidos en el Reglamento (UE) N° 10/2011.

***Nuevo Sistema de Conexión ENFit, diseñado para ser 100% Incompatible con IV.**

El nuevo conector **ENFit** tiene un diseño, ajustado a la nueva norma ISO 80369-1, específico para su uso exclusivamente con fines de nutrición enteral, no permitiendo la conexión a dispositivos o conectores destinados a otros usos clínicos.

Aporta también un nuevo sistema de cierre a rosca que proporciona una conexión set-sonda segura, garantizando un cierre óptimo.



Nº de Lista	S715
C.N.	179007.1
Presentación	Caja 30und.