

TwoCal

Descripción

Fórmula estándar, completa y equilibrada, altamente hipercalórica (2 kcal/ml) y con alto contenido proteico (84 g/botella) .

Perfil nutricional

- Proteínas: 16,83%
- Carbohidratos: 43,06%
- Grasas: 40,11%

Características

- Densidad calórica: 2,0 kcal/ml
- Relación kcal no proteicas/g de Nitrógeno: 124/1
- Con fibra FOS: 1 g/100 ml
- Osmolaridad: 560 mOsm/l
- Formato de 1 litro
- Sin gluten y sin lactosa. (No apto para galactosémicos)

Fórmula estándar para pacientes con desnutrición o riesgo de desnutrición con alto requerimiento energético.

Sugerencias de uso

- Pacientes con restricciones de ingesta de líquidos o de volumen:
 - Insuficiencia cardíaca
 - Ascitis
- Pacientes con necesidades energéticas incrementadas:
 - Pacientes con una condición clínica subyacente
 - Pacientes muy activos o móviles
 - Programas de rehabilitación activa
- Desnutrición relacionada con la enfermedad (DRE)
- Situaciones catabólicas
- Problemas de cumplimiento nutricional

Financiable
por el SNS



TwoCal

Análisis aproximado	Unidad	Por 100ml	Por 1000ml
Energía	kcal/kj	200 / 837	1997/8371
Proteínas	g	8,4	84
Carbohidratos	g	21	210
Grasas	g	8,9	89
Ácidos grasos saturados:	g	0,85	8,5
Ácidos grasos monoinsaturados	g	5,7	57
Ácidos grasos poliinsaturados	g	2,1	21
Prebióticos FOS	g	1	10
Agua	g	70,3	703
Taurina	mg	16	160
Carnitina	mg	16	160
Colina	mg	63	630
Minerales			
Sodio	mg	130	1300
Potasio	mg	200	2000
Cloro	mg	180	1800
Calcio	mg	150	1500
Fósforo	mg	120	1200
Magnesio	mg	40	400
Hierro	mg	2,1	21
Zinc	mg	2,4	24
Manganeso	mg	0,55	5,5
Cobre	mcg	240	2400
Yodo	mcg	16	160
Selenio	mcg	9,0	90
Cromo	mcg	10	100
Molibdeno	mcg	16	160
Vitaminas			
Vitamina A (palmitato)	mcg RE	158	1581
Vitamina D ₃	mcg	1,7	17
Vitamina E	mg α-TE	3,4	34
Vitamina K ₁	mcg	8,5	85
Vitamina C	mg	20	200
Ácido fólico	mcg	48	480
Vitamina B ₁	mg	0,3	3,0
Vitamina B ₂	mg	0,29	2,9
Vitamina B ₆	mg	0,34	3,4
Vitamina B ₁₂	mcg	0,64	6,4
Niacina	mg NE	3,4	34
Ácido pantoténico	mg	1,6	16
Biotina	mcg	8,0	80
Osmolaridad	mOsm/l	560	

Presentaciones	Sabores	C. Identificativo
Botella RTH de 1000 ml x 8 unidades	Neutro	504815